



AuroraAPP



AuroraAPP Server

- Installato sul dispositivo AuroraNIR
- Raccoglie tutte i dati analitici in un database SQL
- Gestisce l'anagrafica clienti
- Personalizzazione dei report analitici
- Output come pdf o XML




AuroraAPP mobile


- Sincronizzazione (wi-fi) con APP server
- Gestisce l'anagrafica clienti
- Creazione report analitici con l'aggiunta della foto e geolocalizzazione del campione

Come funziona ?

1. Scansionate i campioni con AuroraNIR
2. Sincronizzate APP server con Mobile
3. Generate il pdf e inviate email oppure
4. Generate XML e inviatelo al Plurimix



+GPS
+Foto



Sincronizzazione

			Avg	Min	Max
Nutriente					
DM	57.23	%			
Ash	7.63	NDM			
CP	15.75	NDM			
Fat,EE	2.87	NDM			
NDF	36.39	NDM			
ADF	24.37	NDM			
Starch	25.27	NDM			

Note